

Aplicación móvil OneTouch Reveal®

Dispositivos compatibles y requisitos del sistema

Para usar la aplicación (APP) móvil OneTouch Reveal® necesita:

- Un medidor OneTouch® compatible con conectividad Bluetooth®
- Un dispositivo móvil con sistema operativo compatible
- Descargar la app a su dispositivo móvil desde el App Store (SM) o Google Play

Medidores compatibles OneTouch®:

- OneTouch Verio Flex™
- OneTouch Select Plus Flex™

Dispositivos móviles compatibles y sistemas operativos

La app móvil OneTouch Reveal® es compatible con:

- Apple iPhone®, iPad® o iPod Touch®, version iOS8 o posterior
- Dispositivos Google Android™ con soporte BTLE (Bluetooth Low Energy) y version Android 4.3, 4.4, 5.1 y 6.0

Para usar la función de compartir datos (Compartir) con la app móvil OneTouch Reveal®, su dispositivo móvil necesitará wifi o conectividad móvil para enviar SMS o correos electrónicos. Verifique la tarifa de su proveedor móvil para recargas de SMS o uso de datos.

Apple, el logotipo Apple, iPhone, iPad y iPod son marcas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Apple Store es una marca **de servicio** de Apple Inc.

Google, Google Play, Android y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc.

©LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2015 – CO/DMV/0715/0200